



- ✓ Sistema de retração é acionado através do click audível
- ✓ Retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro ao final do procedimento e quebra do êmbolo para impedir a reutilização.
- ✓ Este sistema também minimiza a quantidade de resíduos na caixa coletora de perfuro-cortante.
- ✓ É isenta de látex, atendendo aos requisitos para segurança de acordo com NR32.
- ✓ É compatível com todas as marcas de agulhas.
- ✓ A seringa Sol-Care com o No Gap design possui certificado com o **selo do INMETRO** de acordo com a legislação sanitária em vigor.