Gas Solution 530



O **Gas Solution 530** é uma solução super concentrada usada para neutralizar maus odores gerados através de processos de esterilização e descontaminação de resíduos infectantes em autoclaves, equipamentos da área da saúde. Ideal para hospitais, laboratórios e centros de pesquisas.

APLICAÇÃO



Coloque o recipiente dentro da sua autoclave, junto com o material a ser descontaminado.



Separe uma placa de Petri ou recipiente de vidro aberto. Aplique 2ml de produto a cada 10 litros de volume de sua autoclave..

VANTAGENS







PRODUTO SEGURO



PRODUTO CONCENTRADO



PROMOVE
O BEM ESTAR



PRODUTO CONCENTRADO